



fielmann.it

**Le tue nuove
lenti a contatto**

fielmann



Gentile cliente,

grazie per aver scelto le lenti a contatto Fielmann.

In questa guida troverai le informazioni sull' utilizzo
e la cura delle tue lenti a contatto morbide.



Norme igieniche.

I nostri occhi sono sensibili e dunque vulnerabili a batteri, virus e funghi. Presta quindi sempre attenzione a questi tre punti:

Lavare le mani. Durante la giornata le nostre mani entrano in contatto con tanti microrganismi. Lavati le mani accuratamente prima di ogni contatto con le lenti e con gli occhi e asciugale con un panno che non lasci pelucchi.

Utilizzare i prodotti curativi. Pulisci le lenti a contatto esclusivamente con i prodotti per la cura consigliati dal tuo esperto di lenti a contatto. Evita sempre l'acqua del rubinetto poiché contiene germi e può danneggiare le tue lenti a contatto e i tuoi occhi.

Rispettare la data di scadenza. Non utilizzare mai lenti a contatto o prodotti per la cura dopo la data di scadenza. Anche se sono ancora nella confezione originale, possono causare infezioni agli occhi. Non indossare le lenti a contatto più a lungo di quanto raccomandato.



Prima dell'applicazione.

Rimuovi la lente a contatto con un polpastrello pulito e asciutto dal blister o dal contenitore aperto. In generale, presta attenzione a non danneggiare la lente a contatto con le unghie.

Parti sempre dallo stesso occhio per evitare di scambiare lenti con diottrie diverse.



giusto

sbagliato

Controllare le lenti a contatto.

Per assicurarti che la lente a contatto non sia danneggiata e di applicarla sull'occhio dal lato giusto, osserva attentamente la lente a contatto e il suo bordo. Se il bordo è leggermente incurvato verso l'interno, la lente a contatto è nel verso giusto e può essere indossata.

È normale fare un po' di fatica ad applicare e rimuovere le lenti a contatto. Ma con un po' di pazienza e pratica presto ti abituerai alle tue nuove lenti a contatto. Per qualsiasi domanda rivolgiti ai nostri esperti di lenti a contatto.

Suggerimento: se la lente a contatto è danneggiata non la indossare, ma buttarla via.



Indossare le lenti a contatto.

Posizionati di fronte a uno specchio e avvicina all'occhio la mano con la lente a contatto sulla punta dell'indice. Con il dito medio della stessa mano tira verso il basso la palpebra inferiore. Con l'altra mano tira verso l'alto la palpebra superiore. Ora appoggia con attenzione la lente a contatto sull'occhio.

Prima di sbattere le palpebre, guarda attentamente con l'occhio a sinistra e a destra, cosicché la lente a contatto posizioni correttamente. Per assicurarti che sia ben aderente all'occhio, copri l'altro occhio con la mano e verifica vederci bene. Indossa ora l'altra lente a contatto.

Suggerimento: usi il trucco sugli occhi? Allora indossa le lenti a contatto prima di truccarti.

Suggerimento: se senti un graffio o hai una sensazione sgradevole, la lente a contatto può essere sporca, difettosa o non applicata correttamente. Rimuovi la lente a contatto dall'occhio e puliscila accuratamente prima di applicarla di nuovo.



Rimuovere le lenti a contatto.

Mettiti di fronte a uno specchio e tira verso il basso la palpebra inferiore con il dito medio della mano. Puoi tenereferma la palpebra superiore con l'altra mano, per non sbatterla.

Guarda verso l'alto. Avvicina la punta del dito indice o del medio pulita e asciutta alla lente a contatto e tirala leggermente verso il basso, sulla parte bianca dell'occhio. Ora pizzica leggermente la lente a contatto con pollice e indice o medio. La lente a contatto si stacca e può essere rimossa dall'occhio.

Suggerimento: se hai gli occhi truccati, rimuovi le lenti a contatto prima di struccarti.

Suggerimento: butta le lenti a contatto giornaliere poiché possono essere usate solo una volta. Tutte le altre lenti a contatto devono essere pulite con gli appositi prodotti prima di essere conservate.



Suggerimenti per la cura.

Presta assoluta attenzione al foglietto illustrativo delle tue lenti a contatto e dei prodotti per la cura. Per la pulizia e la cura delle tue lenti a contatto e del contenitore non usare mai acqua del rubinetto, che contiene germi.

Contenitore: rimuovi il prodotto per la cura presente nel contenitore. Usa un prodotto per la cura per pulire il contenitore. Strofinalo con un dischetto di cotone e lascialo asciugare all'aria. Cambia sempre il contenitore per le lenti a contatto quando apri una nuova bottiglia di prodotti per la cura.

Pulizia: se per la pulizia utilizzi una soluzione unica, poggia la lente a contatto sul palmo della mano pulito e asciutto e versa qualche goccia sulla lente a contatto. Sfregala attentamente e accuratamente da entrambi i lati con la punta di un dito per pulire la superficie. Infine sciacqua la lente a contatto con il prodotto per la cura e appoggiala nel contenitore riempito di soluzione unica appena inserita. Ripeti il procedimento con la seconda lente a contatto.

Suggerimento: utilizzi già un prodotto per la cura a base di perossido di idrogeno? Non esitare a contattare i nostri esperti di lenti a contatto riguardo alla pulizia delle tue lenti a contatto.



Lenti a contatto a prezzi contenuti

Acquista le tue lenti a contatto quando e come vuoi:

In store.

Approfitta della nostra consulenza personalizzata in store e porta subito a casa le tue lenti a contatto.

Servizio di consegna gratuita.

Scegli se ritirare le tue lenti presso lo store Fielmann oppure se preferisci farle recapitare comodamente a casa tua senza nessun costo aggiuntivo.



Secondo controllo gratuito.

In qualsiasi momento, in tutti gli store Fielmann, potrai verificare l'aderenza e la tollerabilità delle tue lenti a contatto.

Hai delle domande?

Per qualsiasi domanda sulle tue lenti a contatto o sui prodotti per la cura non esitare a contattare i nostri esperti di lenti a contatto al numero verde 800 792 992 oppure via e-mail all'indirizzo servizio-clienti@fielmann.com.